

# 東機粘度計用シリコーン校正液

回転式粘度計の校正を効率よく行っていただけるよう「東機粘度計用シリコーン校正液」も開発しました。シリコーン校正液は、シリコーン油を用いた粘度計校正液で、単一円筒型回転粘度計（B形粘度計などのスピンドルロータ用）の校正用として開発したものです。



| 品名<br>Type | 概略粘度値<br>Viscosity (mPa-s)<br>25°C | 主な用途<br>Main Application                         |
|------------|------------------------------------|--|
| SC100      | 90                                 | M1 ロータ (M1 rotor)<br>BM, RB80L, TV-10M, TVB-20L  |
| SC2000     | 1,800                              | H2 ロータ (H2 rotor)<br>BH, RB-80H, TV-10H, TVB-20H |