

少量サンプルアダプタ測定範囲表（アナログ粘度計）

・BL II, BM II

フルスケールトルク… 67.37 $\mu\text{N}\cdot\text{m}$

ロータ	測定上限値 (mPa·s)				サンプル量 (ml)
	回転速度 (rpm)				
	60	30	12	6	
BHM-11	50	100	250	500	8
BHM-12	500	1,000	2,500	5,000	10
BHM-13	1,000	2,000	5,000	10,000	10

・BH II

フルスケールトルク… 718.7 $\mu\text{N}\cdot\text{m}$

ロータ	測定上限値 (mPa·s)				サンプル量 (ml)
	回転速度 (rpm)				
	20	10	4	2	
BHH-11	2,500	5,000	12,500	25,000	8
BHH-12	12,500	25,000	62,500	125,000	11
BHH-13	25,000	50,000	125,000	250,000	12
BHH-14	50,000	100,000	250,000	500,000	13

・BS II

フルスケールトルク… 2156.1 $\mu\text{N}\cdot\text{m}$

ロータ	測定上限値 (mPa·s)				サンプル量 (ml)
	回転速度 (rpm)				
	10	5	2	1	
BHH-11	15,000	30,000	75,000	150,000	8
BHH-12	75,000	150,000	375,000	750,000	11
BHH-13	150,000	300,000	750,000	1,500,000	12
BHH-14	300,000	600,000	1,500,000	3,000,000	13

少量サンプルアダプタ測定範囲表（デジタル粘度計/低粘度）

測定レンジ：M

フルスケールトルク…67.37 $\mu\text{N}\cdot\text{m}$

ロータ	測定上限値 (mPa·s)								サンプル 量 (mℓ)
	回転速度 (rpm)								
	60	30	12	6	3	1.5	0.6	0.3	
THM-11	50.67	101.3	253.3	506.7	1,013	2,027	5,067	10,130	8
THM-12	496.7	993.3	2,483	4,967	9,933	19,870	49,670	99,330	10
THM-13	990.0	1,980	4,950	9,900	19,800	39,600	99,000	198,000	10

適応機種：TVB-10M/15M, RB85L, TV-100BL/200BL

測定レンジ：2.5M

フルスケールトルク…168.4 $\mu\text{N}\cdot\text{m}$

ロータ	測定上限値 (mPa·s)								サンプル 量 (mℓ)
	回転速度 (rpm)								
	60	30	12	6	3	1.5	0.6	0.3	
THM-11	126.7	253.3	633.3	1,267	2,533	5,067	12,670	25,330	8
THM-12	1,242	2,483	6,208	12,420	24,830	49,670	124,200	248,300	10
THM-13	2,475	4,950	12,380	24,750	49,500	99,000	247,500	495,000	10

適応機種：TV-100BL/200BL

測定レンジ：5M

フルスケールトルク…336.9 $\mu\text{N}\cdot\text{m}$

ロータ	測定上限値 (mPa·s)								サンプル 量 (mℓ)
	回転速度 (rpm)								
	60	30	12	6	3	1.5	0.6	0.3	
THM-11	253.3	506.7	1,267	2,533	5,067	10,130	25,330	50,670	8
THM-12	2,483	4,967	12,420	24,830	49,670	99,330	248,300	496,700	10
THM-13	4,950	9,900	24,750	49,500	99,000	198,000	495,000	990,000	10

適応機種：TV-100BL/200BL

少量サンプルアダプタ測定範囲表（デジタル粘度計/高粘度）

測定レンジ：H

フルスケールトルク…718.7 $\mu\text{N}\cdot\text{m}$

ロータ	測定上限値 (Pa·s)								サンプル 量 (mℓ)
	回転速度 (rpm)								
	100	50	20	10	5	2.5	1	0.5	
THH-11	0.509	1.018	2.545	5.090	10.18	20.36	50.90	101.8	8
THH-12	2.573	5.146	12.87	25.73	51.46	102.9	257.3	514.6	11
THH-13	5.088	10.18	25.44	50.88	101.8	203.5	508.8	1,018	12
THH-14	10.38	20.76	51.90	103.8	207.6	415.2	1,038	2,076	13

適応機種：TVB-10H/15H, RB85H, TV-100BH/200BH

測定レンジ：R

フルスケールトルク…1437.4 $\mu\text{N}\cdot\text{m}$

ロータ	測定上限値 (Pa·s)								サンプル 量 (mℓ)
	回転速度 (rpm)								
	100	50	20	10	5	2.5	1	0.5	
THH-11	1.018	2.036	5.090	10.18	20.36	40.72	101.8	203.6	8
THH-12	5.145	10.29	25.73	51.45	102.9	205.8	514.5	1,029	11
THH-13	10.18	20.36	50.90	101.8	203.6	407.2	1,018	2,036	12
THH-14	20.75	41.50	103.8	207.5	415.0	830.0	2,075	4,150	13

適応機種：TVB-10R/15R, RB85R, TV-100BH/200BH

測定レンジ：U

フルスケールトルク…5749.6 $\mu\text{N}\cdot\text{m}$

ロータ	測定上限値 (Pa·s)								サンプル 量 (mℓ)
	回転速度 (rpm)								
	100	50	20	10	5	2.5	1	0.5	
THH-11	4.070	8.140	20.35	40.70	81.40	162.8	407.0	814.0	8
THH-12	20.58	41.16	102.9	205.8	411.6	823.2	2,058	4,116	11
THH-13	40.70	81.40	203.5	407.0	814.0	1,628	4,070	8,140	12
THH-14	83.00	166.0	415.0	830.0	1,660	3,320	8,300	16,600	13

適応機種：TVB-10U/15U, RB85U, TV-100BH/200BH